






LABOUDIE et Associés
LABORATOIRE DES CEDRES
 SITE Clinique des Cèdres



Matériel de prélèvement bactériologique

Ecouillons	Utilisation	Délai acheminement
<p><u>Ecouillon Transwab à bouchon violet</u></p> 	<p>Toutes recherches</p>	<p>< 48 h à T° ambiante</p>
<p><u>Ecouillon Transwab à bouchon orange</u> tige fine pour prélèvement urétral</p> 	<p>sauf mycoplasmes, Herpès et Chlamydiae / Gonocoque par PCR</p>	<p>< 48 h à T° ambiante</p>
<p><u>Ecouillon Σ -VCM à bouchon rouge</u></p> 	<p>Ecouillon spécifique pour recherche des mycoplasmes</p>	<p>< 48 h à T° ambiante</p>
<p><u>Ecouillon Remel Microtest M4RT Transport</u></p> 	<p>Ecouillon spécifique pour recherche d'Herpès</p>	<p>Le + rapidement possible entre 2 et 8°C</p>
<p><u>BD MAX UVE Specimen collection kit</u></p> 	<p>Ecouillon spécifique pour recherche de Chlamydiae et Gonocoque par PCR</p>	<p>5 jours à T° ambiante <u>après transfert dans le milieu de transport</u></p>